



Répertoire des Analyses • Analysis Directory

Analyse	Test	Matériel	Résultat
Ac facteur intrinsèque	Intrinsic factor antibody	Gel	30 jours
Acétaminophène	Acetaminophen	Rouge	1 jour
Acide ascorbique	Ascorbic acid	Gel	21 jours
Acide folique	Folic acid	Gel	Même jour
Acide folique, globules rouges	Folic acid, RBC	Lavande	3 jours
Acide lactique	Lactic acid	Vert	48 heures
Acide méthylmalonique, quantitatif	Methyl malonic acid, quantitative	Urine	8 jours
Acide phosphatase prostatique	Prostatic acid phosphatase	Gel	8 jours
Acide urique, sérum	Uric acid, serum	Gel	Même jour
Acide urique, urine	Uric acid urine	Urine	Même jour
Acide urique, urine 24H	Uric acid urine 24 heures	24 heures d'urine	48 heures
Acide valporique	Valproic acid	Rouge	48 heures
ACTH	ACTH	Lavande	15 jours
Agglutinines froides	Cold agglutinins	1 Rouge + 1 Rose	2 jours
Albumine	Albumin	Gel	Même jour
Albumine, urine 24H	Albumin	24 heures d'urine	48 heures
Albumine / créatinine ratio	Albumin	Urine aléatoire	48 heures
Alcoolémie	Alcohol	Gel / urine	Même jour
Aldostérone, sérum	Aldosterone	Gel	30 jours
Aldostérone, urine	Aldosterone	Urine	30 jours
Alpha 1 antitrypsine	Alpha 1 antitrypsin	Vert héparine	3 jours
Alpha 2 macroglobuline	Alpha 2 antitrypsin	Gel	5 jours
Alpha fétoprotéine	Alpha fetoprotein	Gel	1 jour
ALT	ALT	Gel	Même jour
Aluminium	Aluminium	Bleu foncé	5 jours
Aminophylline	Aminophylline	Rouge	10 jours
Amitriptyline	Amitriptyline	2 tubes rouge	5 jours
Amphétamines	Amphetamines	Urine	Même jour
Amylase, sérum	Amylase	Gel	Même jour
Amylase, urine	Amylase urine	24 hrs d'urine	Même jour
Analyse d'urine, culture	Urinalysis with culture	Contenant Stérile	1 à 3 jours
Analyse urine	Urinalysis	Urine	Même jour
Androsténédione	Androstenedione	Gel	16 jours
Anti cardiolipine	Anti cardiolipin	Gel	10 jours
Anti centromère	Anti centromere	Gel	6 jours
Anti gliadine IgA	Anti gliadin IgA	Gel	7 jours
Anti gliadine IgG	Anti gliadine IgG	Gel	7 jours
Anti insuline	Anti insulin	Gel	10 jours
Anti muscle lisse	Anti smooth muscle	Gel	6 jours
Anti Phospholipides IgM	Anti phospholipids IgM	Gel	7 jours
Anti Phospholipides IgG	Anti phospholipids IgG	Gel	7 jours
Anti transglutaminase	Anti tissue transglutaminase	Gel	7 jours
Anticorps DNA	Anti DNA antibodies	Gel	5 jours

Répertoire des Analyses • Analysis Directory

Analyse	Test	Matériel	Résultat
Anticorps anti endomésiaux	Anti endomysial antibodies	Gel	5 jours
Anticorps anti JO-1	Anti JO-1 antibodies	Gel	21 jours
Anticorps anti ScL-70	Anti ScL-70 antibodies	Gel	21 jours
Anticorps anti SM	Anti SM antibodies	Gel	21 jours
Anticorps anti SM/RNP	Anti SM/RNP antibodies	Gel	21 jours
Anticorps anti SS-A/Ro	Anti SS-A/Ro antibodies	Gel	21 jours
Anticorps anti SS-B/La	Anti SS-B/La antibodies	Gel	21 jours
Anticorps antimitochondriaux	Antimitochondrial antibody	Gel	5 jours
Anticorps anti nucléaire (ANA)	Antibody anti nucleaire (ANA)	Gel	7 jours
Anti-ENA	Anti-ENA	Gel	21 jours
Antigène prostatique spécifique (APS)	Prostatic specific antigen (PSA)	Gel	Même jour
Antigène prostatique libre	Free prostatic antigen	Gel	3 jours
Anti-musculaire Ab	Anti-smooth muscle Ab	Gel	10 jours
Antistreptolysine (ASLO)	Antistreptolysin (ASLO)	Gel	Même jour
Anti-thrombine (fonctionnelle)	Anti-thrombin (functional)	Bleu pâle	10 jours
Anti-thrombine III (antigène)	Anti-thrombin III (antigen)	Bleu pâle	4 jours
Anti-Thyroglobuline	Anti-Thyroglobulin	Gel	6 jours
Anti-thyroïdiens Anticorps	Anti-Thyroid screen	Gel	6 jours
Apolipoprotéine A-1	Apolipoprotein A-1	Gel	2 jours
Apolipoprotéine B	Apolipoprotein B	Gel	48 heures
Apolipoprotéine E	Apolipoprotein E	2 tubes lavande	60 jours
Arsenic, sang	Arsenic, blood	Bleu foncé	4 jours
Arsenic, urine	Arsenic, urine	24 heures d'urine	7 jours
AST	AST	Gel	Même jour
B2-glycoprotéine I	B2-glycoprotein I	Gel	15 jours
Barbituriques	Barbiturates	Urine	Même jour
Benzène	Benzene	Lavande	5 jours
Benzodiazépines	Benzodiazepines	Urine	Même jour
Beta 2 Microglobuline	Beta 2 Microglobulin	Gel	15 jours
Beta carotène	Beta carotene	2 tubes gels	5 jours
Beta HCG qualitatif, sérum	Beta HCG qualitative, serum	Gel	Même jour
Beta HCG qualitatif, urine	Beta HCG qualitative, urine	Urine	Même jour
Beta HCG quantitatif	Beta HCG quantitative	Gel	Même jour
Beta-OH butyrate	Beta-OH butyrate	Gel	10 jours
Bicarbonate (CO2)	Bicarbonate (CO2)	Gel	Même jour
Bilirubine, directe	Bilirubin, direct	Gel	Même jour
Bilirubine, directe & totale	Bilirubin, direct & total	Gel	Même jour
Bilirubine, totale	Bilirubin, total	Gel	Même jour
Biopsie	Biopsy	Contenant + formaline	5 jours
C3 Complément	C3 Complement	Gel	3 jours
C4 Complément	C4 Complement	Gel	3 jours
CA-125	CA-125	Gel	Même jour
CA15-3	CA15-3	Gel	5 jours



Répertoire des Analyses • Analysis Directory

Analyse	Test	Matériel	Résultat
CA19-9	CA19-9	Gel	5 jours
CA27-29	CA27-29	Gel	5 jours
Cadmium	Cadmium	Urine	8 jours
Cadmium, sang	Cadmium, blood	Bleu foncé	8 jours
Calcitonine	Calcitonin	Gel	28 jours
Calcium	Calcium	Gel	Même jour
Calcium, ionisé	Calcium, ionized	Gel sur glace	Même jour
Calcium, urine	Calcium, urine	Urine aléatoire	Même jour
Calcium, urine 24H	Calcium, urine	24 heures d'urine	Même jour
Calcul urinaire	Urinary calculi	Contenant stérile	10 jours
Cannabis (100 ng/mL)	Cannabinoids (100 ng/mL)	Urine	Même jour
Cannabis (50 ng/mL)	Cannabinoids (50 ng/mL)	Urine	Même jour
Carbamazépine	Carbamazepine	Rouge	48 heures
Carboxyhémoglobine	Carboxyhemoglobin	2 tubes Lavande	4 jours
Catécholamines, sérum	Catecholamines, serum	2 tubes Vert	20 jours
Catécholamines, urine 24H	Catecholamines, urine	24 heures urine	20 jours
CD3	CD3	Appeller le laboratoire	8 jours
CD4	CD4	Appeller le laboratoire	8 jours
CD8	CD8	Appeller le laboratoire	8 jours
CD19	CD19	Appeller le laboratoire	8 jours
CEA	CEA	Gel	Même jour
Céruleplasmine	Ceruloplasmin	Gel	5 jours
CH 50 (Complément total)	CH 50 (total complement)	Gel	14 jours
Chlamydia (femme) par PCR	Chlamydia (woman) par PCR	Urine / kit amplicor	5 jours
Chlamydia (homme) par PCR	Chlamydia (man) par PCR	Urine / kit amplicor	5 jours
Chlorures, sérum	Chloride, serum	Gel	Même jour
Chlorures, urine 24H	Chloride, urine	24 heures d'urine	48 heures
Choléra, selles	Stool cholera test	Contenant stérile	10 jours
Cholestérol HDL / LDL	Cholesterol HDL / LDL	Gel	Même jour
Cholestérol total	Cholesterol total	Gel	Même jour
Cholinestérase	Cholinesterase	Gel	2 jours
Chrome	Chrome	Bleu foncé / urine	12 jours
Chromosome Cariotype	Chromosome kariotype	Vert héparine	15 jours
Chylomicrons	Chylomicrons	Gel	1 jour
Citrate, urine 24H	Citrate, urine	24 heures d'urine	21 jours
CK	CK	Gel	Même jour
CKMB	CKMB	Gel	Même jour
Clonazepam	Clonazepam	Gel	10 jours
Clostridium difficile	Clostridium difficile	Contenant stérile	Même jour
Clozaril	Clozaril	2 tubes lavande	8 jours
Cobalt	Cobalt	Bleu foncé	5 jours
Cocaine, urine	Cocaine, urine	Urine	Même jour
Complément C3	C3 Complement	Gel	4 jours

Répertoire des Analyses • Analysis Directory

Analyse	Test	Matériel	Résultat
Complément C4	C4 Complement	Gel	4 jours
Confirmation drogue (par drogue)	Drug confirmation (per drug)	Urine	5 jours
Coombs direct	Coombs direct	Rose	48 heures
Coombs indirect	Coombs indirect	Rose	48 heures
Cortisol AM	Cortisol AM	Gel	Même jour
Cortisol PM	Cortisol PM	Gel	Même jour
Cortisol, 24H urine	Cortisol, urine	24 heures d'urine	5 jours
Cotinine (Nicotine)	Cotinine (Nicotine)	Urine stérile	7 jours
C-Peptide	C-Peptide	Gel	28 jours
Créatinine Kinase (CK)	Creatinine kinase (CK)	Gel	Même jour
Créatinine, clairance	Creatinine, clearance	Gel / 24 heures d'urine	Même jour
Créatinine, sérum	Creatinine, serum	Gel	Même jour
Créatinine, urine	Creatinine, urine	Urine	Même jour
Créatinine, urine 24H	Creatinine, urine	24 heures d'urine	Même jour
Cryofibrinogène	Cryofibrinogen	Bleu pâle	48 heures
Cryoglobulines	Cryoglobulins	Rouge	14 jours
C-Telopeptides	C-Telopeptides	Lavande / 24H d'urine	10 jours
Cuivre	Copper	Bleu foncé / 24H d'urine	8 jours
Culture, cervicale	Culture, cervical	Écouvillon charbon	4 jours
Culture, expectorations	Culture, sputum	Contenant stérile	4 jours
Culture, fongique	Culture, fungal	Contenant stérile	30 jours
Culture, gorge	Culture, throat	Écouvillon avec gel	3 jours
Culture, herpès	Culture, herpes	Écouvillon sec	8 jours
Culture, nez	Culture, nose	Écouvillon avec gel	3 jours
Culture, ?il	Culture, eye	Écouvillon avec gel	3 jours
Culture, oreille	Culture, ear	Écouvillon avec gel	3 jours
Culture, plaie	Culture, wound	Écouvillon double	3 jours
Culture, pus	Culture, pus	Écouvillon avec gel	3 jours
Culture, rectale	Culture, rectal	Écouvillon avec gel	3 jours
Culture, selles	Culture, stool	Contenant stérile	4 jours
Culture, strep A	Culture, strep throat A	Écouvillon avec gel	Même jour
Culture, urine	Culture, urine	Contenant stérile	3 jours
Culture, vaginale	Culture, vaginal	Écouvillon avec gel	3 jours
Culture, vaginale strep B	Culture, vaginal strep B	Écouvillon avec gel	3 jours
Cyanure	Cyanide	Vert héparine	30 jours
Cyclosporine	Cyclosporin	Lavande	7 jours
Cytologie, biopsie	Cytology, biopsy	Contenant stérile	15 jours
Cytologie, PAP frottis	Cytology, PAP smear	Lame	4 jours
Cytologie, urine	Cytology, urine	Contenant cytologie	5 jours
Cytomégalovirus, IgG	Cytomegalovirus, IgG	Gel	4 jours
Cytomégalovirus, IgM	Cytomegalovirus, IgM	Gel	4 jours
D-dimere	D-dimer	Bleu pâle (congelé plasma)	1 jour
Dépakene (voir acide valproïque)	Depakene (see valproic acid)	Rouge	48 heures



Répertoire des Analyses • Analysis Directory

Analyse	Test	Matériel	Résultat
Désipramine (petrofane)	Desipramine	2 tubes rouge	5 jours
DHEA, sulfate	DHEA, sulfate	Gel	48 heures
Digoxine (Lanoxine)	Digoxin (Lanoxin)	Rouge	1 jour
Dihydrotestostérone (DHT)	Dihydrotestosterone (DHT)	Gel	28 jours
Dilantin (voir Phénytoïne)	Dilantin (see phenytoin)	Rouge	48 heures
Drogue, confirmation	Drug confirmation	Urine	5 jours
E.N.A.	E.N.A.	Gel	21 jours
ECG, avec interprétation	ECG, with interpretation	Bande à ECG	1 jour
ECG, sans interprétation	ECG, without interpretation	Bande à ECG	Même jour
Electrolytes, sérum	Electrolytes, serum	Gel	Même jour
Electrolytes, urine	Electrolytes, urine	24 heures d'urine	Même jour
Electrophorèse, hémoglobine	Electrophoresis, hemoglobin	Lavande	7 jours
Electrophorèse, protéines	Electrophoresis, protein	Gel	7 jours
Electrophorèse, urine	Electrophoresis, urine	Contenant stérile	7 jours
Enzyme de conversion de l'angiotensine (ACE)	Angiotensin converting enzyme (ACE)	Gel	3 jours
Epstein Barr	Epstein Barr	Gel	10 jours
Epstein Barr IgM	Epstein Barr IgM	Gel	10 jours
Erythroprotéine	Erythroprotein	Gel	28 jours
Estradiole	Estradiol	Gel	Même jour
Estriol	Estriol	Gel	7 jours
Estrone	Estrone	Gel	15 jours
Étain	Étain	Bleu foncé	21 jours
Éthanol, sérum	Ethanol, serum	Gel	Même jour
Éthanol, urine	Ethanol, urine	Contenant urine	Même jour
Facteur intrinsèque, anticorps	Intrinsic factor antibody	Gel	30 jours
Facteur IX	Factor IX	Bleu pâle	1 jour
Facteur rhumatoïde	Rhumatoid factor	Gel	Même jour
Facteur V (coagulation)	Factor V (coagulation)	Bleu pâle	1 jour
Facteur V, leiden	Factor V, leiden	Lavande	5 jours
Facteur VII	Factor VII	Bleu pâle	1 jour
Facteur VIII	Factor VIII	Bleu pâle	1 jour
Facteur VIII antigène (Von Willebrand Ag)	Factor VIII antigen (Von Willebrand Ag)	2 tubes Bleu pâle	15 jours
Facteur XI	Factor XI	Bleu pâle	1 jour
Fer, total	Iron, total	Gel	Même jour
Ferritine	Ferritin	Gel	Même jour
Fibrinogène	Fibrinogen	Bleu pâle	Même jour
Fièvre de dengue, antigène total	Dengue fever, total antigen	Gel	30 jours
Fièvre de dengue, IgM	Dengue fever, IgM	Gel	30 jours
Fructosamine	Fructosamine	Gel	7 jours
FSC (formule sanguine complète)	CBC	Lavande	Même jour
FSH	FSH	Gel	Même jour
G-6-PD qualitatif	G-6-PD qualitative	Lavande	7 jours
Gamma GT (GGT)	Gamma GT (GGT)	Gel	Même jour

Répertoire des Analyses • Analysis Directory

Analyse	Test	Matériel	Résultat
Gastrine	Gastrin	Gel	5 jours
Gentamicine	Gentamicin	Rouge	1 jour
Génotype HFE	Genotype HFE	Lavande	21 jours
Globules rouges, folate	Folic acid, RBC	Lavande	3 jours
Globuline spécifique, sexe (SHBG)	Sex hormone binding globulin (SHBG)	Gel	6 jours
Glucagon	Glucagon	Lavande	25 jours
Glucose	Glucose	Gel	Même jour
Glucose, 1 heure PC (50 g ou 75g)	Glucose 1 hr (50 g or 75g)	Gel	Même jour
Glucose, 2 heures PC	Glucose 2 hrs	Gel	Même jour
Glucose, hyper provoquée	Glucose, tolerance test	Gel	Même jour
Gonorrhée par PCR	Gonorrhea by PCR	Urine / kit Amplicor	5 jours
Groupe sanguin & RH	Blood type + RH	Rose	Même jour
Haptoglobine	Haptoglobin	Gel	2 jours
HAV-IgG (A)	HAV-IgG	Gel	Même jour
HAV-IgM (A)	HAV-IgM	Gel	Même jour
HBcAb (B)	HBcAb (core antibody)	Gel	Même jour
HBcAb IgM	HBcAb IgM	Gel	5 jours
HBsAb (Ac de surface) (B)	HBsAb (surface antibody)	Gel	Même jour
HBsAg (B)	HBsAg	Gel	Même jour
HCG beta (qualitatif)	HCG beta (qual)	Gel ou contenant urine	Même jour
HCG beta (quantitatif)	HCG beta (quant)	Gel ou contenant urine	Même jour
Hélicobactère pylori, anticorps	Helicobacter pylori, antibodies	Gel	48 heures
Hélicobactère pylori, respiratoire	Helicobacter pylori, breath test	Special kit	5 jours
Hémoglobine A1C (glycolysée)	Hemoglobin A1C	Lavande	48 heures
Hépatite anti HAV IgG	Hepatitis anti HAV IgG	Gel	Même jour
Hépatite anti HAV IgM	Hepatitis anti HAV IgM	Gel	Même jour
Hépatite anti HBc IgM	Hepatitis anti HBc IgM	Gel	Même jour
Hépatite anti HBc totale	Hepatitis anti HBc total	Gel	Même jour
Hépatite C, anticorps	Hepatitis C, antibodies	Gel	Même jour
Hépatite C, charge virale	Hepatitis C, viral load	Gel	10 jours
Hépatite HBe	Hepatitis HBe	Gel	7 jours
Hépatite HBeAg	Hepatitis HBeAg	Gel	5 jours
Hépatite HBs	Hepatitis HBs	Gel	Même jour
Hépatite HBsAg	Hepatitis HBsAg	Gel	Même jour
Herpes type 1, IgG	Herpes type 1, IgG	Gel	12 jours
Herpes type 2, IgG	Herpes type 2, IgG	Gel	12 jours
Herpes type 1, IgM	Herpes type 1, IgM	Gel	12 jours
Herpes type 2, IgM	Herpes type 2, IgM	Gel	12 jours
HLA B27	HLA B27	Lavande	20 jours
HLA typing	HLA typing	2 tubes Lavande	21 jours
Homocystéine	Homocysteine	Lavande	48 heures
Hormone de croissance	Growth hormone (GH)	Gel	21 jours
HTLV 1 & 2	HTLV 1 & 2	Gel	6 jours



Répertoire des Analyses • Analysis Directory

Analyse	Test	Matériel	Résultat
IgE Total	Total IgE	Gel	7 jours
Imipramine & desipramine	Imipramine & desipramine	Gel	7 jours
Imipramine, qualitatif	Imipramin, qualitative	Gel	7 jours
Immunoélectrophorèse	Immuno-electrophoresis	Gel	7 jours
Immunoglobulines A, IgA	Immunoglobulins A, IgA	Gel	7 jours
Immunoglobulines G, IgG	Immunoglobulins G, IgG	Gel	7 jours
Immunoglobulines M, IgM	Immunoglobulins M, IgM	Gel	7 jours
Influenza A	Influenza A	Gel + 1 jour	10 jours
Influenza B	Influenza B	Gel + 15 jours	10 jours
Insuline	Insulin	Gel	1 jour
Insuline, facteur de croissance 1 (IGF-1)	Insulin growth factor 1 (IGF-1)	Gel	28 jours
Lactose, tolérance	Lactose Tolerance	Gel	48 heures
LDH total (lactate dehydrogenase)	LDH total, (lactate dehydrogenase)	Gel	Même jour
LH	LH	Gel	Même jour
Lipase	Lipase	Gel	Même jour
Lithium, sérum	Lithium, serum	Rouge	Même jour
LP-(A)	LP-(A)	Gel	21 jours
LSD	LSD	Urine	5 jours
Lupus, anticoagulant	Lupus, anticoagulant	2 tubes bleu pâle	10 jours
Lyme, maladie IgG	Lyme disease IgG	Gel	25 jours
Lyme maladie IgM	Lyme disease IgM	Gel	25 jours
Magnésium	Magnesium	Gel	Même jour
Mercure, plasma	Mercur, plasma	Bleu foncé	5 jours
Mercure, urine	Mercur, urine	24 heures d'urine	7 jours
Métanéphrines, total	Metanephrine, total	24 heures d'urine	10 jours
Méthadone, urine	Methadone	Contenant d'urine	14 jours
Méthaqualone	Methaqualone	Contenant d'urine	6 jours
Méthémoglobine	Methemoglobin	Vert héparine	8 jours
Microalbumine urine	Microalbumin urine	Urine du matin	48 heures
Microglobuline beta 2	Microglobulin Beta 2	Gel	15 jours
Monotest	Monotest	Gel	Même jour
Myoglobuline	Myoglobin	Urine aléatoire	48 heures
Nickel	Nickel	Bleu foncé ou Urine	5 jours
Nicotine	Nicotine	Urine	5 jours
Nortriptyline	Nortriptyline	Rouge	7 jours
Oeufs et parasites	OVA and parasites	Contenant spécial	4 jours
Opiacés, urine	Opiates, urine	Urine	Même jour
Oreillons, IgG	Mumps, IgG	Gel	7 jours
Oreillons, IgM	Mumps, IgM	Gel	7 jours
Osmolalité, sérum	Osmolality, serum	Gel	48 heures
Osmolalité, urine	Osmolality, urine	Urine	48 heures
Ostéocalcine	Osteocalcin	Gel	7 jours

Répertoire des Analyses • Analysis Directory

Analyse	Test	Matériel	Résultat
Oxalate, urine	Oxalate	24 H urine / acide	21 jours
Oxyures	Pinworms	Test avec autocollant	3 jours
PAP, liquide cytologie (ThinPrep)	PAP, liquid cytology (ThinPrep)	Contenant cytologie	4 jours
PAP, frottis	PAP, smear	Lame	4 jours
Parainfluenza 1,2,3	Parainfluenza 1,2,3 1er tube	Gel	7 jours
Parainfluenza 1,2,3	Parainfluenza 1,2,3 2ième tube	Gel	7 jours
Parathormone (PTH)	Parathormone (PTH)	Gel	48 heures
Parvovirus IgG	Parvovirus IgG	Gel	7 jours
Parvovirus IgM	Parvovirus IgM	Gel	7 jours
Péniciline G	Penicilin G	Gel	14 jours
Péniciline V	Penicilin V	Gel	14 jours
Phencyclidine	Phencyclidine	Urine	Même jour
Phénobarbital	Phenobarbital	Rouge	Même jour
Phénytoïne	Phenytoin	Rouge	48 heures
Phosphatase alcaline, totale	Alkaline Phosphatase, total	Gel	Même jour
Phosphore, inorganique (PO4)	Phosphorus (PO4)	Gel	Même jour
Phosphore, urine	Phosphorus, urine	24 heures d'urine	Même jour
Plomb	Lead	Bleu foncé ou urine	7 jours
Potassium, sérum	Potassium, serum	Gel	Même jour
Potassium, urine 24H	Potassium, urine	24 heures urine	Même jour
Préalbumine	Prealbumin	Gel	8 jours
Progestérone	Progesterone	Gel	Même jour
Progestérone 17 OH	Progesterone 17 OH	Gel	5 jours
Prolactine	Prolactin	Gel	Même jour
Propoxyphène, urine	Propoxyphene	Contenant d'urine	Même jour
Protéine C antigène	Protein C antigen	Bleu pâle	28 jours
Protéine C fonctionnelle	Protein C functional	Bleu pâle	10 jours
Protéine C-réactive	C-reactive protein	Gel	Même jour
Protéine C-réactive ultrasensible	C-reactive protein ultrasensitive	Gel	48 heures
Protéine de bence-jones	Urine, electrophoresis	Urine aléatoire	7 jours
Protéine S antigène	Protein S antigen	Bleu pâle	28 jours
Protéine S fonctionnelle	Protein S functional	Bleu pâle	10 jours
Protéine, électrophorèse	Protein, electrophoresis	Gel	7 jours
Protéine, immunofixation	Protéin immunofixation	Gel	8 jours
Proteine, sérum totale	Protein, total serum	Gel	Même jour
Protéine, urine 24H	Protein, urine	24 heures d'urine	48 heures
Prothrombine mutation	Prothrombin mutation	Lavande	14 jours
Pseudocholinestérase	Pseudocholinesterase	Gel	48 heures
PT (inclus INR)	PT (including INR)	Bleu pâle	Même jour
PTT	PTT	Bleu pâle	Même jour
Recherche d'anticorps	Antibody screen	Rose	48 heures
Rénine	Renin	3 tubes Lavande	21 jours
Réticulocytes	Reticulocyte	Lavande	Même jour



Répertoire des Analyses • Analysis Directory

Analyse	Test	Matériel	Résultat
Rétinol	Retinol	Gel	7 jours
Ritalin	Ritalin	3 tubes lavande	7 jours
Rivotril	Rivotril (Clonazepam)	2 tubes Rouge	10 jours
Rougeole IgG	Red measles IgG	Gel	4 jours
Rougeole IgM	Red measles IgM	Gel	21 jours
Rubéole IgG	Rubella IgG	Gel	3 jours
Rubéole IgM	Rubella IgM	Gel	21 jours
Salicylate	Salicylate	Rouge	48 heures
Sang dans les selles	Occult blood	Kit de sang dans les selles	Même jour
Sédimentation	Sedimentation	Noir ou Lavande	Même jour
Sérotonine	Serotonin	Gel + Lavande	7 jours
Sodium, sérum	Sodium, serum	Gel	Même jour
Sodium, urine 24H	Sodium, urine	24 heures d'urine	Même jour
Spermogramme, fertilité	Spermogram, fertility	Contenant stérile	Même jour
Spermogramme, post vasectomie	Spermogram, post vasectomy	Contenant stérile	Même jour
Strep rapide, groupe A	Rapid Strep, group A	Écouvillon sans gel	Même jour
T3, libre	T3, free	Gel	Même jour
T4, libre	T4, free	Gel	Même jour
Tay sach	Tay sach	4 tubes Bleu pâle	10 jours
Tegretol	Tegretol	Rouge	48 heures
Test de grossesse	Pregnancy test	Gel	Même jour
Testostérone, bio-disponible	Testosterone, bioavailable	Gel	5 jours
Testostérone, libre	Testosterone free	Gel	48 heures
Testostérone, dihydro	Testosterone, dihydro	Gel	28 jours
Testostérone, totale	Testosterone, total	Gel	Même jour
Théophylline	Theophylline	Rouge	48 heures
Thiocyanate	Thiocyanate	2 tubes Lavande	15 jours
Thyroglobuline	Thyroglobulin	Gel	8 jours
Thyroxine, globuline liante (tbg)	Thyroxine binding globulin (tbg)	Gel	5 jours
Titration d'anticorps	Antibody titre	Rose	48 heures
Toxoplasmose IgG	Toxoplasmosis IgG	Gel	3 jours
Toxoplasmose IgM	Toxoplasmosis IgM	Gel	7 jours
Transferrine	Transferrin	Gel	48 heures
Trichomonas	Trichomonas	Tige stérile	3 jours
Tricycliques, dépistage	Tricyclic screen	Lavande	20 jours
Triglycérides	Triglycerides	Gel	Même jour
Troponine I	Troponin I	Gel	Même jour
Troponine T	Troponin T	Gel	Même jour
TSH	TSH	Gel	Même jour
Urée	Urea	Gel	Même jour
Urine 24 heures - osmolalité	Urine 24 hours - osmolality	24 heures d'urine	48 heures
Urine 24 heures - acide urique	Urine 24 hours - uric acid	24 heures d'urine	Même jour
Urine 24 heures - calcium	Urine 24 hours - calcium	24 heures d'urine	Même jour

Répertoire des Analyses • Analysis Directory

Analyse	Test	Matériel	Résultat
Urine 24 heures - citrate	Urine 24 hours - citrates	24 heures d'urine	21 jours
Urine 24 heures - magnésium	Urine 24 hours - magnesium	24 heures d'urine	Même jour
Urine 24 heures - métanéphrines	Urine 24 hours - metanephrines	4 heures d'urine	10 jours
Urine 24 heures - oxalates	Urine 24 hours - oxalates	24 heures d'urine	21 jours
Urine 24 heures - protéine	Urine 24 hours - protein	24 heures d'urine	Même jour
Urine 24 heures - urée	Urine 24 hours - urea	24 heures d'urine	Même jour
Urine 24 heures - 5 HIAA	Urine 24 hours - 5HIAA	24 heures d'urine	6 jours
Urine 24 heures - catécholamines	Urine 24 hours - catecholamines	24 heures d'urine	20 jours
Urine 24 heures - cortisol	Urine 24 hours - cortisol	24 heures d'urine	15 jours
Urine 24 heures - créatinine	Urine 24 hours - creatinine	24 heures d'urine	Même jour
Urine 24 heures - électrolytes Na,K & CL	Urine 24 hours - electrolytes Na, K & CL	24 heures d'urine	Même jour
Urine 24 heures - phosphore	Urine 24 hours - phosphates	24 heures d'urine	Même jour
Urine, analyse complète	Urine analysis, complete	Contenant stérile urine	Même jour
Urine, analyse et culture	Urine analysis and culture	Contenant stérile urine	3 jours
Urine, électrophorèse	Urine, electrophoresis	Contenant stérile urine	7 jours
Varicelle IgG	Varicella IgG	Gel	5 jours
Varicelle IgM	Varicella IgM	Gel	5 jours
VDRL	VDRL	Gel	Même jour
VIH 1 & 2, sérum	HIV 1 & 2, serum	Gel	Même jour
VIH antigène P24	HIV P24 antigen	Gel	3 jours
VIH, charge virale	HIV viral load	Lavande (plasma)	8 jours
Virus du Papillome Humain (VPH)	Human Papilloma Virus (HPV)	Contenant cytologie	5 jours
Vitamine A	Vitamin A	Gel	7 jours
Vitamine B12	Vitamin B12	Gel	Même jour
Vitamine C	Vitamin C	2 tubes gels	21 jours
Vitamine D - 1,25 OH	Vitamin D - 1,25 OH	Gel	10 jours
Vitamine D - 25 OH	Vitamin Vitamine D - 25 OH	Gel	5 jours
Vitamine E	Vitamin E	Gel	28 jours
Von Willebrand's antigène	Von Willebrand's antigen	2 tubes Bleu pâle	15 jours
Zinc	Zinc	Bleu foncé	8 jours